

統合見守りシステム

RICOH
imagine. change.


リコー けあマルシェ for 施設介護 サービス

介護現場の「“はたらく”に歓びを*」。
介護する方、介護される方、
両者により良いケアへ。

利用者の自立を支援する。

職員の業務負担を減らす。

リコーけあマルシェ for 施設介護サービスは
柔軟なシステムで
効率的なケアをかなえます。



TAIS

リコーけあマルシェ for 施設介護サービス
公益財団法人テクノエイド協会
福祉用具情報システム
TAISコード：01860-000006

*「はたらくに歓びを」は、リコーグループの企業理念であるリコーウェイの中で示している「使命と目指す姿」です。



スマートフォンひとつで、各種センサーをまとめてチェック。

統合見守りシステム リコーけあマルシェ for 施設介護サービス

さまざまな見守りデバイスを
ワンツールでモニタリング。
業務の省力化ときめ細かな対応、
自立支援を同時にかなえます。



事業者の方

導入 & 拡張しやすい

各社のセンサーやカメラを
必要に応じて選択可能

介護する方

業務の負担軽減

スマートフォンなどで
一括確認 & 情報共有！
ケアも効率的に

介護される方

快適性向上 & 自立支援

一人ひとりに寄り添った
最適なケア

誰でもかんたん操作。スマートフォンで業務効率化。

課題①

人手の少ない夜勤時やコールが重複した時、対応の優先順位を迷う……

解決！

アラートやコールをわかりやすくお知らせ。対応の優先度や緊急度の判断を助けます。



課題②

対応の記録業務に、手間も時間もかかりすぎる……

解決！

対応後の記録・申し送りもアプリ内で完結。パソコンの順番待ちも必要ありません。



パソコンでモニタリング・管理を一元化。


【利用者の状態が一目瞭然】

利用者の睡眠状態や心拍・呼吸・体重などを、一覧でわかりやすく確認できます。また、フロアや区画ごとの表示も可能です。




【睡眠状態やバイタル推移を把握】

睡眠状態や心拍・呼吸数の変化などから睡眠の質や健康状態を把握し、異常を検知できます。



【指定期間の睡眠パターンを解析】

睡眠状態や生活リズムから、利用者一人ひとりに合わせた適切な訪室タイミングを検討できます。




さまざまなナースコールシステムと併用可能。



さまざまなナースコールシステムや介護記録システムとの併用も可能。事業者にとって導入しやすいシステムを目指しました。

※併用可能なナースコールシステムなどについては、お問い合わせください。

■システム構成



※記載の機器は、「リコーケアマルシェ アプリケーション」には含まれません。
※クラウド接続のためのインターネット回線、施設内 LAN (有線/無線) 環境が必要です。

■接続確認済みセンサーおよびデバイス (2025 年 9 月時点)

検知項目	センサーおよびデバイス	メーカー
コール	無線コールボタン	アイテック株式会社
入退室	開閉センサー	アイテック株式会社
心拍・呼吸・睡眠状態・離床検知	睡眠計測センサー	株式会社バイオシルバー
離床検知	赤外線離床センサー	アイテック株式会社
離床検知・参考体重	ベッドセンサーシステムベーシック	ミネベアミツミ株式会社
緊急確認・巡視・通話	ネットワークカメラ	株式会社アイ・オー・データ機器

■連携可能な介護記録システム (2025 年 9 月時点)

製品名	メーカー
ほのぼの NEXT	ND ソフトウェア株式会社
ワイズマンシステム SP	株式会社ワイズマン
ケアカルテ	株式会社ケアコネクトジャパン
BlueOceanNote	株式会社ブルーオーシャンシステム

※連携に際しては、上記製品の販売会社にご相談ください。

■動作環境 ①モニタリングのためのデバイス

項目	仕様		備考
パソコン	OS	Windows 10 Pro (32/64bit) Windows 10 Enterprise (32/64bit) Windows 11 Enterprise 64bit	OS 言語は日本語のみ。
	CPU	各 OS の推奨仕様に準ずる	
	メモリー容量	各 OS の推奨仕様に準ずる	
	ブラウザ	Google Chrome Microsoft Edge(Chromium)	最新版
スマートフォン	OS	iOS 17.X,18.X	
	モデル	iOS 17.X,18.X 対応機種*	* 全ての機種での動作を保証しません。(検証済み機種：iPhone 13/14/SE 第 3 世代 /16e)

■動作環境 ②スマートフォン向けアプリケーション

項目	仕様		備考
スマートフォン	OS	iOS 17.X,18.X*	* 全ての機種での動作を保証しません。(検証済み機種：iPhone 13/14/SE 第 3 世代 /16e)

■価格表

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
リコーケアマルシェ for 施設介護サービス アプリケーション 1-100 デバイス	254404	オープン	サーバーにインストールし、連携する各種センサー情報を統合して表示するアプリケーションおよび各種センサーを接続するためのライセンス* ¹
リコーケアマルシェ for 施設介護サービス アプリケーション 101-200 デバイス	254405	オープン	
リコーケアマルシェ for 施設介護サービス アプリケーション 201-300 デバイス	254406	オープン	
リコーケアマルシェ for 施設介護サービス アプリケーション 301-400 デバイス	254407	オープン	
リコーケアマルシェ for 施設介護サービス アプリケーション 401-500 デバイス	254408	オープン	
リコーケアマルシェ for 施設介護サービス カメラライセンス	254413	オープン	サーバーアプリケーションにネットワークカメラを接続するためのライセンス
リコーケアマルシェ for 施設介護サービス スタッフライセンス	254414	オープン	サーバーアプリケーションにスマートフォンを接続するためのライセンス
サービス登録手数料	799737	4,000 円	サービス利用開始の 1 施設あたりの手続き料金* ²
サービス利用料 1 床 / 月	799751	1,500 円	サービス利用時の 1 床あたりの月額利用料 (月額払いの場合)* ³
セットアップキット	799744	4,000 円	サービス利用開始の 1 施設あたりのライセンス手続き料金* ²
ライセンスパック 1 年 / 床	799752	18,000 円	サービス利用時の 1 床あたりの利用料* ³
ライセンスパック A / 床	254409	36,000 円	
ライセンスパック B / 床	254410	54,000 円	
ライセンスパック C / 床	254411	72,000 円	
ライセンスパック D / 床	254412	90,000 円	

*1 いずれかひとつとなります。 *2 サービス登録手数料またはセットアップキットのいずれかひとつとなります。 *3 いずれかひとつとなります。

※スマートフォンの画面はイメージです。※各種センサー本体、関連機器および設置工事費などは、本製品に含まれておりません。※このカタログの画面と実際の画面の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。※本システム、サービスは医療機器ではありません。※製品の仕様および機能は、改良のため予告なく変更させて頂く場合があります。※詳しい機能・仕様・制約条件など、および価格・納期・保守サービスについては、販売担当者にご確認ください。※iOS、Safariは、Apple Inc.の商標です。iOSは、米国およびその他の国における商標またはシスコの登録商標であり、ライセンスのもとに使用されます。※Windows、Microsoft edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Google ChromeはGoogle LLC.の商標です。※本カタログに記載の会社名および製品名は、各社の商号、商標、または登録商標です。

RICOH 株式会社 リコー
imagine. change. 東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-care-marche-for-facility-care-service>

●お問い合わせ・ご用命は・・・